

REFRIGERAÇÃO CIENTÍFICA

Linha completa de câmaras para conservação de vacinas, medicamentos, oncológicos, toxina botulínica e produtos termolábeis.



Sistema de emergência para falta de energia elétrica com autonomia de 12 a 48 horas para equipamentos da Linha Top.



Software de gerenciamento com emissão de relatórios e gráficos retroativos.



Sistema de discador telefônico de linha fixa ou celular, opcionalmente.



Monitoramento e controle da tensão da energia elétrica para equipamentos Linha Top.



BT-1100/120



BT-1100/80

MODELO	DIMENSÕES EXTERNAS AltXLargeXProf (cm)	AUTONOMIA Linha Top
BT-1100/80	72X50X52	12 horas
BT-1100/120	128X50X52	24/48 horas
BT-1100/400	195X65X61	24/48 horas

LINHA TOP conforme a descrição de acessórios acima.

LINHA PREMIUM equipamentos sem Sistema de Emergência e Controlador de Tensão.

Refrigeração por ar forçado garante a perfeita homogeneização da temperatura do material armazenado.



Gerenciamento via smartphone, tablet ou computador.



Suporte técnico online para equipamentos dentro e fora de garantia sem custo.



BT-1100/400

Sistema de Emergência para falta de energia elétrica com autonomia de **12 a 48 horas***

*Performance variável de acordo com os modelos da Linha Top

