

COMBINE O MELHOR DA GENÉTICA COM  
A MELHOR TECNOLOGIA DE CONSERVAÇÃO.  
O RESULTADO É MAIS PRODUTIVIDADE.



 **BIOTECNO**<sup>®</sup>  
Refrigeradores e Freezers Científicos

# SUINOCULTURA DE ALTA PRECISÃO NECESSITA DE TECNOLOGIA NA CONSERVAÇÃO DE SÊMEN

O sistema de refrigeração por ar forçado garante a perfeita homogeneização da temperatura do material armazenado.

A Biotecno criou o Sistema de Emergência que mantém o equipamento funcionando no caso de falta de energia na rede elétrica comercial. Uma inovação premiada no Brasil e no exterior que se tornou referência para todo o segmento.



**Qual a importância de uma inseminação de sucesso? Quanto vale a taxa de parto de sua granja?** Pensando nessas questões, a Biotecno desenvolveu câmaras específicas para a suinocultura. Elas proporcionam precisão e segurança para seu investimento em material genético, pois a conservação ideal da dose de sêmen interfere diretamente na efetividade da inseminação e na sua produtividade.



## HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA



## CONSERVAÇÃO SEM RISCOS: SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA ATÉ 48H

## MAIS TECNOLOGIA

Opcionais que completam o seu equipamento Biotecno.

### SOFTWARE DE GERENCIAMENTO

Tecnologia embarcada que permite acesso remoto ao equipamento através de software.

### SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO DE DOSES

Sistema de movimentação das prateleiras, através de micromotor elétrico e temporizador eletrônico.

### DISCADOR CELULAR

Se houver alguma situação crítica de temperatura, o equipamento irá avisar automaticamente por celular.

### KIT CHAVE NA PORTA

Segurança total para o material armazenado.



## BT 1500/140

140 litros/200 doses

15° a 18°C

144A X 60L X 57P (cm) externa

78A X 46L X 44P (cm) interna

Porta metálica cega ou vidro duplo com película

3 gavetas em aço inoxidável

Opcional, sistema de emergência 24 ou 48 horas





## BT 1500/280

280 litros/400 doses

15° a 18°C

201A X 69L X 64P (cm) externa

170A X 53L X 51P (cm) interna

Porta metálica cega ou vidro duplo com película

4 gavetas em aço inoxidável

Opcional, sistema de emergência 36 ou 48 horas





## BT 1500/340

340 litros/600 doses

15° a 18°C

201A X 68L X 73P (cm) externa

108A X 52L X 60P (cm) interna

Porta metálica cega ou vidro duplo com película

4 a 5 gavetas

Opcional, sistema de emergência 36 ou 48 horas



## A MARCA DE REFRIGERAÇÃO MÉDICA E CIENTÍFICA MAIS PREMIADA DO BRASIL



### A MAIOR REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SEGMENTO NO PAÍS

Somos mais de 50 assistências técnicas autorizadas em todo Brasil.

Encontre-nos em  
[www.biotechno.com.br](http://www.biotechno.com.br)



SANTA ROSA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL  
CEP 98781-054 | CNPJ 04.470.103/0001-76 | NCM 84185090 Ex01  
ANVISA BRASIL 80573310001 - K0146H6L074L

TEL.: +55 55 3513 0686 | 3511 4733  
☎️ COMERCIAL 55 98423 1703 | 98402 5185 | 98421 0981

[vendas@biotechno.com.br](mailto:vendas@biotechno.com.br) | [www.biotechno.com.br](http://www.biotechno.com.br)