

SMART THERMAL Bag

BIOTECNO
Refrigeradores e Freezers Científicos

Conserving Life

Câmara para transporte de imunobiológicos

Ideal para o ato vacinal extramuros, a **Smart Thermal Bag** chegou para facilitar a vacinação. **Leve, compacta e segura**, as vacinas são transportadas adequadamente até o momento do ato vacinal.



BT-1100/10

Equipada com datalogger que permite o acesso à temperatura por aplicativo no celular, a Smart Thermal Bag é registrada na ANVISA e a Biotecno possui a Certificação da FDA Norte-Americana.

CNPJ 04.470.103/0001-76
AFE ANVISA 72792/09-8
REG ANVISA 80573310001
IE 1100079367
CREA/RS 115473
Rua Pirapó, 613 | Bairro Timbaúva
Santa Rosa - RS, Brasil | CEP 98781-054

Tel: 55 3513 0686
vendas@biotecno.com.br
whats vendas 55 98402 5185
Facebook: @BiotecnoRefrigeracaoMedica
Instagram: biotecno.refrigeracao.medica

www.biotecno.com.br



FDA U.S. FOOD & DRUG
ADMINISTRATION



Informações Técnicas

GABINETE EXTERNO: Horizontal, construído em material termoplástico de alta resistência, evitando processos de corrosão e facilitando assepsia.

GABINETE INTERNO: Construído em material termoplástico de alta resistência, isento de corrosão com cantos arredondados para facilitar assepsia. Possui suporte metálico interno para acondicionamento de bobina de gelbox, tanto na tampa quanto nas laterais. Equipado com kit de 06 unidades de gelbox.

TAMPA: Horizontal, construída material termoplástico de alta resistência, com isolamento térmico e vedação através de perfil siliconado.

ISOLAMENTO TÉRMICO: Em EPS (poliestireno expandido)

FAIXA DE TRABALHO: Entre 2°C e 8°C.

REGISTRADOR DE TEMPERATURA: Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máxima atingidas, acionadas através de um toque. Controlador com alarmes, leitura de temperatura mínima e máxima, temperatura do ambiente e interna.

DATA-LOGGER: Software de gerenciamento que permite acompanhar o desempenho da câmara via celular.

CAPACIDADE INTERNA: 2,5 Litros ou 10 unidades de caixas de vacina monodose.

PESO LÍQUIDO: 3 Kg.

DIMENSÕES EXTERNAS: 270 mm (alt)X 180 mm (larg) X 320 mm (prof).

DIMENSÕES INTERNAS: 190 mm (alt) X 140 mm (larg) X 215 mm (prof).

REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA: 80573310001.

GARANTIA: 12 MESES.

BACKUP DE FRIO: Até 6 horas de manutenção da temperatura, considerando as condições ideais de congelamento do gelbox, tampa fechada e temperatura ambiente de 22°C.