

COMBINE O MELHOR DA GENÉTICA COM
A MELHOR TECNOLOGIA DE CONSERVAÇÃO.
O RESULTADO É MAIS PRODUTIVIDADE.



 **BIOTECNO**[®]
Refrigeradores e Freezers Científicos

SUINOCULTURA DE ALTA PRECISÃO NECESSITA DE TECNOLOGIA NA CONSERVAÇÃO DE SÊMEN

O sistema de refrigeração por ar forçado garante a perfeita homogeneização da temperatura do material armazenado.

Controlador de segurança paralelo, assume e registra as funções eletrônicas do equipamento em caso de pane do sistema principal de controle.

A Biotecno criou o Sistema de Emergência que mantém o equipamento funcionando no caso de falta de energia na rede elétrica comercial. Uma inovação premiada no Brasil e no exterior que se tornou referência para todo o segmento.

**Qual a importância de uma inseminação de sucesso?
Qual o impacto da taxa de parto e do número de leitões nascidos em sua granja?**

Pensando nessas questões, a Biotecno desenvolveu câmaras específicas para a suinocultura tecnificada. Elas proporcionam precisão e segurança para seu investimento em material genético, pois a conservação ideal da dose de sêmen interfere diretamente na efetividade da inseminação e na sua produtividade.



HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA



SISTEMA DE SEGURANÇA



CONSERVAÇÃO SEM RISCOS: SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA ATÉ 48H

MAIS TECNOLOGIA



SOFTWARE DE GERENCIAMENTO

Tecnologia embarcada que permite acesso remoto ao equipamento através de software.



SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO DE DOSES

Sistema de movimentação das prateleiras, através de micromotor elétrico e temporizador eletrônico.



DISCADOR AUTOMÁTICO

Se houver alguma situação crítica de temperatura, o equipamento irá avisar automaticamente.



KIT CHAVE NA PORTA

Segurança total para o material armazenado.



ASSISTA
AO VÍDEO



BT 1500/140

140 litros/300 doses

15° a 18°C

144A X 60L X 57P (cm) externa

78A X 46L X 44P (cm) interna

Porta metálica cega ou vidro duplo com película

3 gavetas/prateleiras em aço inoxidável

Opcional, Sistema de Emergência 24 ou 48 horas

Opcional, Sistema de Movimentação de Doses





ASSISTA
AO VÍDEO



BT 1500/420

420 litros/700 doses

15° a 18°C

198A X 75L X 67P (cm) externa

130A X 59,5L X 54,5P (cm) interna

Porta metálica cega ou vidro duplo com película

5 gavetas/prateleiras em aço inoxidável

Opcional, Sistema de Emergência 24 ou 48 horas

Opcional, Sistema de Movimentação de Doses





ASSISTA
AO VÍDEO



BT 1500/560

560 litros/1000 doses

15° a 18°C

198A X 75L X 87P (cm) externa

130A X 60L X 73P (cm) interna

Porta metálica cega ou vidro duplo com película

5 gavetas/prateleiras em aço inoxidável

Opcional, Sistema de Emergência 24 horas

Opcional, Sistema de Movimentação de Doses



A MARCA DE REFRIGERAÇÃO MÉDICA E CIENTÍFICA MAIS PREMIADA DO BRASIL



A MAIOR REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SEGMENTO NO PAÍS

Somos mais de 50 assistências técnicas autorizadas em todo Brasil.



ENTRE EM CONTATO E NOSSOS
CONSULTORES IRÃO ORIENTAR A
ESCOLHA DO EQUIPAMENTO IDEAL.

☎ 55 98423 1703 | 55 98402 5185 | 55 98421 0981

TEL.: +55 55 3512 2006 | 55 3512 8432

vendas@biotecno.com.br | www.biotecno.com.br

SANTA ROSA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL
CEP 98781-054 | CNPJ 04.470.103/0001-76 | NCM 84185090 Ex01
ANVISA BRASIL 80573310001 - K0146H6L074L

